



63100

VERBANDTUCH ALUMINIUM 40X60 cm

- ALUmed die neue sterile Behandlung von Wunden und Brandwunden: Rettungstuch
- Hypoallergen, atmungsaktiv, antibakteriell, weich und mit hoher Saugfähigkeit, aber geringer Haftkraft
- Bestehend aus einer Aluminiumschicht und einer Gazeschicht mit hoher Saugfähigkeit, welche das Infektionsrisiko erheblich senkt
- Durch die Aluminiumfolie, in direktem Kontakt mit der Wunde oder der Brandwunde, werden Transsudat oder Blut abgesondert, ohne dass die Aluminiumschicht mit der Wunde in Berührung kommtDurch die Aluminiumfolie, in direktem Kontakt mit der Wunde oder der Brandwunde, werden Transsudat oder Blut abgesondert, ohne dass die Aluminiumschicht mit der Wunde in Berührung kommt
- Unterstützt die Epithelisierung und die Bildung von Narbengewebe
- Dank der hohen Saugfähigkeit, jedoch nicht Haftkraft, wird die Wundversorgung erleichtert
- Abmessungen: circa 40x60 cm

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl