







## **CPS685**

## **PACKUNG DIN 13164 IN TASCHE**

- Rote Tasche aus Nylon
- Inhalt gemäß Norm DIN 13164 (Pflicht als Ausrüstung in Transportfahrzeugen in einigen europäischen Ländern)
- Inhalt:
- 8 Kleberverbände
- Pflasterrolle m 5x2,5 cm
- 2 Mullbinden cm 6x4 m
- 3 Mullbinden cm 8x4 m
- 1 Verbandschere
- 4-Stück-Packung Vinyl-Handschuhe
- Verbandtuch cm 60x80
- 2 Verbandtücher cm 60x40
- 3 sterile Druckverbände mm 80x100
- Steriler Druckverband mm 100x120
- 6 sterile TNT-Tupfer cm 10x10
- 2 TNT-Dreiecktücher cm 96x96x136
- Rettungsdecke
- Erste-Hilfe-Anweisungen
- Maße: 23x15x7 cmGewicht: 0,4 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl