



**MED98212**

## **VENENSTAUER BLAU LATEXFREI**

- Der latexfreie Stauschlauch lässt sich schnell öffnen und kann mit nur einer Hand benutzt werden
- Simple Anwendung, mit der das Blut optimal gestaut und das darunter liegende Gewebe nicht zerrissen wird
- Der Blutstau wird progressiv und geregelt verringert und schnell geöffnet
- In der Farbe blau erhältlich
- CODE CND V9003 - CODE RDM 365609/R

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl