



**MED98508**

**WASSERSTOFFPEROXID 250 ml**

**WASSERSTOFFSUPEROXYD 250 ml**

- Wasserstoffsuperoxyd-Flasche zu 250 ml
- Wasserstoffperoxyd, 3%ige-Lösung - 10 Volumenprozent
- Ausreichend mit Stabilisatoren versetzt
- Wird zum Reinigen der Haut verwendet

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl