



**MED98828**

## **REPLANTAT SET BEIN 1.100X400 mm**

- Replantationsbeutel für die Aufbewahrung und den Transport von amputierten Gliedmaßen
- Doppelter Beutel mit Kordelzug
- Steril verpackt
- Enthält 4 Einweg-Eispacks und 1 Wärmedecke für eine gleichbleibende Temperatur
- Abmessungen: circa 110x40 cm

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl