



**MED98832**

## **REPLANTAT SET FINGER 200X200 mm**

- Replantationsbeutel für die Aufbewahrung und den Transport von amputierten Gliedmaßen
- Doppelter Beutel mit Kordelzug
- Steril verpackt
- Enthält 1 Einweg-Eispack und 1 Wärmedecke für eine gleichbleibende Temperatur
- Abmessungen: circa 20x20 cm

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl