



V60020

BRECHBEUTEL SAUGFÄHIG 20 St

- Dieser Brechbeutel "Hände 100% geschützt" ist bei Übelkeit und Erbrechen geeignet, insbesondere bei Notfällen oder Infektionsgefahr.
- Vermeidet Spritzer und die Ausbreitung von Schmutz, der mit den Händen des Bedieners in Berührung kommen kann.
- Reduziert Gerüche und blockiert Mikroorganismen.
- Die supersaugfähige Einlage mit Wabentechnologie, absorbiert das Erbrochene und begünstigt die Entsorgung, was optimale Arbeits- und Hygienebedingungen schafft.
- Praktische Anzuwendung und erhöhte Sicherheitsbedingungen für Gesundheitspersonal, während gleichzeitig die Umwelt, die Würde und das Wohlbefinden des Patienten erhalten bleiben.
- Pufferabdeckung: Keine Streuung von Partikeln, Staub oder Zellulose
- MDPE-Kunststoff: Widerstandsfähiger, enthaltet weniger Kunststoff.
- Seideneffekt, klebt nicht auf der Haut.
- Hypoallergen: Dermatologisch getestet
- Abmessungen: 25x25 cm
- Packung zu 20 Stück
- Latexfrei
- Einweg-Produkt
- Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Norm 93/42 CE
- Die Schachtel öffnen und den ersten Brechbeutel längs der Trennlinie von der Rolle abtrennen. Führen Sie Ihre Hände in die Schutzklappe und öffnen Sie den Beutel.
- Der Beutel ist einsatzbereit und die Hände sind zu 100% geschützt. Der Tampon befindet sich im Beutel und sorgt für eine schnelle Aufnahme von 600 ml Erbrochenem.
- Direkt in den Beutel brechen. Die spezielle Polsterhülle3 garantiert, dass keine Cellulose- oder Staubpartikel im Beutel oder auf der Haut verteilt werden. Der hypoallergene Beutel und der Tampon sind dermatologisch getestet und schützen den Bediener und den Patienten auch bei häufigem und längerem Gebrauch.
- Den Beutel nach Gebrauch durch Ziehen an den Schnüren schließen und ggf. einen Knoten binden. Nicht in die Toilette werfen.

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl