



VAL40954

KOMPLETTES REPLANTATIONSSET

- Replantationsset in einer Tasche aus reißfestem, wasserabweisendem Stoff, mit 4 Taschen mit Fenster und Tragegriff ausgestattet, es sind enthalten:
- Steriles Set Replantation/Transport für Finger
- Steriles Set Replantation/Transport für Hände
- Steriles Set Replantation/Transport für Arme
- Steriles Set Replantation/Transport für Beine
- Stauschlauch/binde
- Stauschlauch Modell Martin
- 10 Packungen steriler Mullkompressen 10x10 cm
- Pflasterrolle 2,5 cm
- Sterile Kompresse
- Alumed-Verbandtuch 40x60 cm
- Anatomische Pinzette
- Chirurgische Pinzette
- Pean-Klemme
- Abmessungen: circa 48x16x26 (h) cm
- Gewicht: circa 5,5 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl