



## **VAL44060**

## **VENEN PUNKTIONSSET IN TASCHE**

- Set für die Punktion von peripheren Venen in einer Tasche mit Fenster, es sind enthalten:
- Stauschlauch/binde
- 5 Venenverweilkanülen (16/17/18/20/22)
- 3 Butterflies (21/23/25)
- Pflasterrolle 2,5 cm
- 4 Desinfektionstücher
- 2 intravenöse Leitungen für Infusionen
- Abmessungen: circa 27x12x9 (h) cm

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl