



- Wundschnellverband steril, atmungsaktiv in 4 verschiedenen Größen
- Nützlich zur Erstversorgung von Wunden und Exkoriationen, nicht wiederverwendbar, aus elastischem Polyethylen und mikroporierter Antihalt-Gaze-Schicht zur Förderung der Hauttranspiration.
- Medizin Produkt CE.
- Packung zu 10 St. Größen: 2 St. cm 6,7x2
- 3 St. cm 4x1
- 2 St. cm 6x1,7
- 3 St. cm Ø 2.2

DIR/QM – Rev. 02 17/10/2024

OSCAR BOSCAROL S.r.l.
Enzo Ferrari Str., 29 - 39100 Bozen BZ Italy
MWST: 01458460217
Tel. +39 0471932893 Fax. +39 04711880333
info@boscarol.it - www.boscarol.it