



26069

INFUSIONSSET

- Das Infusionsset umfasst:
 - o einen ABS-Perforator mit Lufteinlass
 - o eine PVC-Kammer
 - o einen 150 cm langen PVC-Schlauch
 - o ein ABS-Rad
 - o einen PVC-Luer-Lock-Aufsatz ohne Nadel
- Latexfreie Injektionsstelle
- Sterilisiert durch Ethylenoxid
- CE-Medizinprodukt

DIR/QM - Rev. 02_25/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl