



**26069**

## **INFUSIONSSET**

- Das Infusionsset umfasst:
  - einen ABS-Perforator mit Lufteinlass
  - eine PVC-Kammer
  - einen 150 cm langen PVC-Schlauch
  - ein ABS-Rad
  - einen PVC-Luer-Lock-Aufsatz ohne Nadel
- Latexfreie Injektionsstelle
- Sterilisiert durch Ethylenoxid
- CE-Medizinprodukt

*DIR/QM – Rev. 02\_25/09/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl