





901000

HYDROGEL GESICHTSKOMPRESSEN 20x45 cm

- Die Hydrogel-Gesichtskompressen 20x45 cm bestehen aus saugfähigem Polyurethan-Schaum und sind mit 270 g Hydrogel imprägniert
- Durch die Burnshield-Decke wird die Haut ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt, gekühlt und die Tiefe der Brandwunde und das Erythem verringert, außerdem wird der Schmerz sofort gelindert
- Medizinisches Produkt der Klasse IIb, klinisch getestet, kann auf Brandwunden I, II und III Grades und bei offenen Wunden verwendet werden
- In verschiedenen Formaten und Größen verfügbar, für jeden Notfall geeignet
- · Steril verpackt
- Ist atoxisch und reduziert das Infektionsrisiko
- Für die Behandlung von Kindern geeignet
- Bleibt nicht an der Wunde kleben, kann einfach entfernt werden, ist elastisch und passt sich gut der Haut an
- Biologisch abbaubar

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl