



30GCS1840

STERILE HYDROPHILE MULLTAFELN 18X40

- Gefaltete hydrophile Mullkompressen, steril
- Geeignet zum Verbinden, Tamponieren, Schützen von oberflächlichen Wunden und Absorbieren von Exsudaten
- 100% Baumwolle, weiße Farbe
- Abmessungen: 18x40 cm
- Verpackt in individuellem sterilem Papier

DIR/QM – Rev. 02_25/09/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl