



BH1511020MC

EINWEGSPRITZE 20 ml 50 Stück

- Sterile Einwegspritzen mit montierter Nadel, einzeln verpackt
- Deutlich definierte Skala, hochtransparenter Körper
- Dichtungsring aus synthetischem Kautschuk, frei von Latexbestandteilen, um eine molekulare Übertragung auf die zu injizierenden Substanzen auszuschließen
- Kolbenstop, um das Risiko des Auslaufens der zu injizierenden oder zu entnehmenden Flüssigkeit zu verhindern
- Latex- und phthalatfrei
- Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der Richtlinie 93/42/EG
- Größe: 20 ml
- Packung mit 50 Stück

DIR/QM - Rev. 01_11/08/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl