







610004-20

## WRASFER SAUG- UND ÜBERTRAGUNGSFOLIE

- Hochgradig saugfähiges Abdecktuch
- Einweg, praktisch und hygienisch, reduziert die Kosten für die Reinigung und Desinfektion der Liege
- Widerstandsfähig: garantiert den Transfer von Patienten mit einem Gewicht von bis zu 200 kg
- Kann bis zu 5 Liter Exsudate aufnehmen: schützt das Pflegepersonal vor Kontamination durch Exsudatverlust
- Wird in unsteriler Form angeboten und kann nicht sterilisiert werden
- Bestimmt für den Einsatz im medizinischen Notfallsektor, in Krankenhäusern, Notaufnahmen, Pflegeheimen, Leichenhallen und bei der Bergung von Leichen unter besonderen Einsatzbedingungen. Sie kann als Ergänzung zu anderen Bergungs- und Transporthilfen wie Vakuummatratzen, Vakuum- Schaufel- und Tobogatragen usw. verwendet werden.
- 3-Schicht-Struktur: Polyethylen, TNT und absorbierende Schicht
- Maximale Tragfähigkeit: 200 kg
- Abmessungen des Tuchs: 220x100 cm
- Abmessungen der saugfähigen Schicht: 200x50 cm
- Gewicht: 350 gFarbe: blau-weiß
- Medizinprodukt der Risikoklasse I, konform mit der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR).

WARNUNG: Bei der Benutzung des Tragetuches müssen mindestens zwei/vier Personen beteiligt sein, je nach Gewicht des Patienten. Die Anwendungsanleitungen auf der Verpackung müssen eingehalten werden. Das Wrasfertuch kann nicht als Patiententransportmittel verwendet werden (es ersetzt keine Tragen, Kinderbetten oder

Das Wrasfertuch kann nicht als Patiententransportmittel verwendet werden (es ersetzt keine Tragen, Kinderbetten oder andere für diesen Zweck vorgesehene Medizinprodukte).

DIR/QM - Rev. 01\_03/04/2025

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl