



MIS. 3

2502466004

## NETZSCHLAUCHVERBAND ELASTISCH GR. 3-50m

- Elastisches Schlauchnetz aus weichem, dehnbarem Garn, geeignet zum Fixieren von Verbänden an mittelgroßen Körperteilen.
- Ersetzt die traditionellen Binden perfekt
- Schnelle und einfache Anwendung
- Abmessungen: Größe 3 - 50 m gespannt
- Die Größe 3 ist geeignet für: Arm, Bein, Ellbogen, Knie, Schulter

DIR/QM – Rev. 01\_06/03/2026

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl