



MIS. 4

2502466005

## NETZSCHLAUCHVERBAND ELASTISCH GR. 4-50m

- Elastisches Schlauchnetz aus weichem, dehnbarem Garn, geeignet zur Fixierung von Verbänden an mittelgroßen bis großen Körperteilen.
- Ersetzt die traditionellen Binden perfekt
- Schnelle und einfache Anwendung
- Abmessungen: Größe 4 - 50 m gespannt
- Die Größe 4 ist geeignet für: Arm, Bein, Ellbogen, Knie, Schulter, Kopf, Oberschenkel, Hüfte

DIR/QM – Rev. 01\_06/03/2026

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl