



2100331504

VENENVERWEILKANÜLE MIT VENTIL G20

- 2 Wege-Venenverweilnadel aus FEP mit Injektionsventil und biegsamen Flügeln
- Komplikationsloser Gebrauch mit sehr guter Verweildauer auf der Haut
- Steril, zum Einweggebrauch, atoxisch, röntgendicht, pyrogenfrei
- Abmessungen: 20G

DIR/QM – Rev. 01_06/03/2026

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl