



811023E

STERILES PFLASTER FÜR KANÜLEN 6X8 CM

- Selbstklebender Verband zur Stabilisierung, zum Schutz und zur Fixierung von intravenösen Kanülen
- Ausgestattet mit:
- einer Aussparung für die vertikale Öffnung der intravenösen Kanüle
- einem saugfähigen Polster in der Mitte, das verhindert, dass der Vliesstoff an der Injektionsstelle haftet
- Abgerundete Ränder, die ein versehentliches Ablösen des Verbandes verhindern
- Träger aus silikonisiertem Papier, der eine präzise, schmerzfreie und effiziente Anwendung erleichtert
- Hergestellt aus hydrophobem Vliesstoff
- Hypoallergen
- Haltbarkeit: 5 Jahre
- Maße: 6 cm x 8 cm
- Packung mit 50 Stück

DIR/QM – Rev. 01_08/06/2026

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl