



FP6100

STOFFPFLASTER 6 CM x 1M

- Produkt zum Schutz kleiner Wunden, Hautverletzungen, Schnitte, Schürfwunden und Risswunden mit leichtem bis mäßigem Wundsekret.
- Hergestellt aus Baumwollgewebe mit einem saugfähigen Kern, der kleine bis mittlere Mengen an Wundsekret aufnehmen und die Wunde vor äußeren Einflüssen schützen kann.
- Flexibel und anpassungsfähig an die Körperkonturen, garantiert Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Mit einer Trägerfolie aus silikonisiertem Papier für eine präzise, einfache und atraumatische Anwendung.
- Gute Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit.
- Hautfarben.
- Einwegartikel.
- Nicht steril.
- Maße: 6 cm x 1 m.
- Einzeln verpackt.

DIR/QM – Rev. 01_28/05/2026

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl