



ST-002

TACTICAL TOURNIQUET

- Hergestellt aus weichem und atmungsaktivem Material um Scheuerstellen und Hautverbrennungen zu vermeiden
- Ausgestattet mit:
 - Doppelverschlussystem, das den Einsatz von Schrauben und Klammern überflüssig macht, sowie einem Verriegelungssystem um ein versehentliches Öffnen des Blutstauers zu verhindern
 - Einhandbedienbarer Mechanismus
 - Robustes Ringsystem mit beweglichem Innenriemen, das eine zirkuläre Kompression der Extremität gewährleistet
 - Zusatzelement zur Fixierung des Stauschlauchs und zur Kontrolle des Blutflusses
 - Platz für Notiz der Anwendungszeit
- Einzeln verpackt
- Latexfrei, phthalatfrei
- Einwegartikel und unsteril
- Gewicht: 82 g
- Abmessungen im geschlossenen Zustand: 16 cm x 6 cm x 4 cm
- Abmessungen im geöffneten Zustand: 96 cm x 4 cm

DIR/QM – Rev. 01_20/05/2026

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl