



VH-ZTR

TRANSPARENT PFLASTER

- Set aus transparenten Klebepflastern in verschiedenen Formen zum Schutz kleiner Wunden, Hautverletzungen, Schnitte, Schürfwunden und Risswunden mit leichtem bis mäßigem Wundsekret
- Hergestellt aus transparenter, perforierter Polyethylenfolie (PE) mit einem saugfähigen Kern, der kleine bis mittlere Exsudatmengen aufnehmen und die Wunde vor äußeren Einflüssen schützen kann.
- Flexibel und anpassungsfähig an die Körperkonturen, garantieren sie Komfort und Bewegungsfreiheit
- Die dünne und atmungsaktive Struktur fördert den Wundheilungsprozess
- Die abgerundeten Ränder der Pflaster verringern das Risiko, dass sich der Verband von der Anwendungsstelle löst
- Geeignet für allergische Haut und sanft zu empfindlicher, zu Reizungen neigender Haut
- Jedes Pflaster des Sets ist einzeln in einer Papierhülle verpackt
- Wasserdicht
- Einweg
- Nicht steril

DIR/QM – Rev. 01_15/06/2026

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl