



**LD-588**

## **AUTOMATISCHES/DIGITALES BLUTDRUCKMESSGERÄT**

- LCD-Anzeige 52x59 mm
- Möglichkeit der Speicherung von bis zu 60 Messungen
- Kriterium: oszillometrisch
- Skala zur Druckmessung: 40-260 mm/Hg
- Skala für die Pulsmessung: 40-160 Schläge/min
- Genauigkeit:  $\pm 3$  mm/Hg (Druck)  $\pm 5\%$  (Puls)
- Druckbeaufschlagung: automatische Druckbeaufschlagung
- Druckentlastung: schnelle Druckentlastung mit Ventil
- Stromversorgung: 4 x 1,5V AA-Batterien (nicht enthalten)
- Abmessungen: 127x99x50 mm
- Gewicht: ca. 255 g ohne Batterien
- CE-Medizinprodukt
- Messungen müssen unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden

*DIR/QM - Rev. 02\_04/09/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl