



**ACC180010**

## **VIOLETTE UHR FÜR KRANKENPFLEGER**

- Silikonuhr für Krankenpfleger und medizinisches Personal.
- Ausgestattet mit einer Sicherheitsnadel zum Befestigen an der Krankenpflegeuniform.
- Geeignet für die Messung des Patientenpulses und die Zeitmessung bei Sterilisationsverfahren.
- Entspricht den geltenden Vorschriften, die Krankenpfleger das Tragen von Armbanduhren verbieten.
- Einfarbiges rundes Modell.
- Abmessungen: Zifferblatt 35 mm, Länge der Uhr 85 mm.
- Gewicht: ca. 30 g.
- Batterie: Knopfzelle SR626SW (Batterielebensdauer 18 Monate).
- Kein Medizinprodukt.

*DIR/QM – Rev. 01\_22/05/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl