



**BOR84063**

## **E-HOLSTER ROT LEER**

- Leeres Gürtelholster
- Aus wasserabweisendem, reißfestem Stoff, in der Farbe rot erhältlich
- Fünffach unterteilt, mit aufgesetzten Taschen für Handschuhe oder Schlauchbinden und für Pupillenleuchte
- Mit einer Gürtelschlaufe von circa 5,5 cm ausgestattet
- Abmessungen: ca. 14x3x19 (h) cm

*DIR/QM – Rev. 02\_08/08/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl