



IMM120012

SDM VACUUMMATRATZE

- SDM-Vakuum-Matratze aus hochfestem Gewebe für die Ruhigstellung und den Transport von polytraumatisierten Patienten
- Ausgestattet mit:
- 8 Griffe zum Heben und Transportieren
- Absaugventil in Kopfnähe an der Außenseite, leicht zugänglich auch bei immobilisiertem Patienten
- 3 Immobilisationsgurte
- 3 interne Absaugkammern für eine bessere Anpassung an die anatomische Form des Patienten
- Radio-transparent
- Abmessungen: 200x80x6h cm
- Gewicht: 7 kg
- Maximale Belastbarkeit: 150 kg
- Entspricht der Norm EN 1865-1
- Es ist ein CE-Medizinprodukt in Übereinstimmung mit der europäischen Verordnung MDR 2017/745

Gebrauchsanweisung des Geräts online auf der [eIFU-Seite](#) verfügbar

DIR/QM – Rev. 02_21/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl