





## IMM120060

## **VACUUMMATRATZE**

- Baby-Vakuum-Matratze aus hochfestem Gewebe für die Ruhigstellung und den Transport von p\u00e4diatrischen Patienten
- Ausgestattet mit:
- 4 Griffe zum Heben und Tragen
- Absaugventil in Kopfnähe an der Außenseite, leicht zugänglich auch bei immobilisiertem Patienten
- Röntgendurchlässig
- Abmessungen: 87x65x4h cm
- Gewicht: 1,6 kg
- Maximale Belastbarkeit: 18 kg
- Es handelt sich um ein CE-Medizinprodukt in Übereinstimmung mit der europäischen Verordnung MDR 2017/745

Gebrauchsanweisung des Geräts online auf der elFU-Seite verfügbar

DIR/QM - Rev. 02\_21/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl