



**IMM120129**

## **VAKUUMMATRATZE PROFI EVOLUTION**

- PROFI EVOLUTION Vakuummatratze aus hochfestem Gewebe für die Ruhigstellung und den Transport von polytraumatisierten Patienten
- Ausgestattet mit:
  - einer halbstarren Auflage mit 8 Griffen zum Heben und Transportieren
  - Absaugventil in der Nähe des Kopfes an der Außenseite angeordnet, durch die halbstarre Auflage geschützt, auch bei immobilisiertem Patienten leicht zugänglich
  - 2 speziellen Löchern zur Befestigung der Matratze an einer bei der Luftrettung verwendeten Metalltrage
  - 3 Sicherungsgurte
  - 3 interne Saugkammern zur besseren Anpassung an die anatomische Form des Patienten
  - Röntgendurchlässig
  - Entspricht der Norm EN 1865-1
  - Abmessungen: ca. 205x95x10h cm
  - Gewicht: ca. 8,2 kg
  - Maximale Kapazität: 150 kg
  - Es ist ein CE-Medizinprodukt der gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte

Das Benutzerhandbuch des Geräts ist online auf der [eIFU-Seite](#) verfügbar

DIR/QM - Rev. 02\_21/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl