





IMM120129

VAKUUMMATRATZE PROFI EVOLUTION

- PROFI EVOLUTION Vakuummatratze aus hochfestem Gewebe für die Ruhigstellung und den Transport von polytraumatisierten Patienten
- Ausgestattet mit:
- einer halbstarren Auflage mit 8 Griffen zum Heben und Transportieren
- Absaugventil in der N\u00e4he des Kopfes an der Au\u00dfenseite angeordnet, durch die halbstarre Auflage gesch\u00fctzt, auch bei immobilisiertem Patienten leicht zug\u00e4nglich
- 2 speziellen Löchern zur Befestigung der Matratze an einer bei der Luftrettung verwendeten Metalltrage
- 3 Sicherungsgurte
- 3 interne Saugkammern zur besseren Anpassung an die anatomische Form des Patienten
- Röntgendurchlässig
- Entspricht der Norm EN 1865-1
- Abmessungen: ca. 205x95x10h cm
- Gewicht: ca. 8,2 kg
- Maximale Kapazität: 150 kg
- Es ist ein CE-Medizinprodukt der gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte

Das Benutzerhandbuch des Geräts ist online auf der elFU-Seite verfügbar

DIR/QM - Rev. 02_21/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl