



IMM120150

PROFI VAKUUMMATRATZE

- PROFI-Vakuum-Matratze aus hochfestem Gewebe für die Ruhigstellung und den Transport von polytraumatisierten Patienten
- · Ausgestattet mit:
- halbstarre Stütze, in der 8 Hebe- und Tragegriffe ausgeschnitten sind
- Absaugventil in der N\u00e4he des Kopfes an der Au\u00dfenseite angeordnet, leicht zug\u00e4nglich auch bei immobilisiertem Patienten
- 3 Sicherungsgurte
- 3 interne Saugkammern zur besseren Anpassung an die anatomische Form des Patienten
- Röntgendurchlässig
- Entspricht der Norm EN 1865-1
- Abmessungen: ca. 205x95x8h cm
- · Gewicht: ca. 10 kg
- Maximale Tragfähigkeit: 150 kg
- Es ist ein CE-Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte

Benutzerhandbuch des Geräts online auf der eIFU-Seite verfügbar

DIR/QM - Rev. 02 21/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl