



IMM120150

PROFI VAKUUMMATRATZE

- PROFI-Vakuum-Matratze aus hochfestem Gewebe für die Ruhigstellung und den Transport von polytraumatisierten Patienten
- Ausgestattet mit:
 - halbstarre Stütze, in der 8 Hebe- und Tragegriffe ausgeschnitten sind
 - Absaugventil in der Nähe des Kopfes an der Außenseite angeordnet, leicht zugänglich auch bei immobilisiertem Patienten
- 3 Sicherungsgurte
- 3 interne Saugkammern zur besseren Anpassung an die anatomische Form des Patienten
- Röntgendurchlässig
- Entspricht der Norm EN 1865-1
- Abmessungen: ca. 205x95x8h cm
- Gewicht: ca. 10 kg
- Maximale Tragfähigkeit: 150 kg
- Es ist ein CE-Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte

Benutzerhandbuch des Geräts online auf der [eIFU-Seite](#) verfügbar

DIR/QM - Rev. 02_21/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl