



IMM120172

VAKUUMSCHIENE BEIN 108 cm

- Aus hochfestem, leicht abwaschbarem Gewebe zur schnellen und schmerzfreien Ruhigstellung aller Arten von Frakturen, auch von komplizierten Frakturen
- Immobilisiert ohne zusammenzudrücken, die Blutzirkulation wird nicht unterbrochen
- Kann auch bei Kindern verwendet werden
- Ausgestattet mit einem Kunststoff-Saugventil an der Außenseite
- Röntgendurchlässig
- Abmessungen: ca. 108x64 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Es ist ein CE-Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte

Benutzerhandbuch des Geräts online auf der [eIFU-Seite](#) verfügbar

DIR/QM - Rev. 02_21/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl