



**IMM120176**

## **VAKUUMSCHIENE ARM**

- Aus sehr widerstandsfähigem Material; einfach zu waschen
- Zu 100% röntgendurchsichtig (enthält keine Metallteile)
- Absaugventil aus Plastik an der Außenseite
- Für jede Art von Bruch geeignet (auch verschobener), kann die Hand schnell und schmerzfrei immobilisiert werden
- Kann auch bei Kinder angewendet werden
- Immobilisiert, aber drückt nicht zusammen, sodass die Blutzirkulation nicht unterbrochen wird
- Abmessungen: circa 75x47 cm
- Gewicht: circa 0,9 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl