



## IMM120190

## **SET 3 VAKUUMSCHIENEN MIT TASCHE**

- 3er Set Vakuumschienen: Bein, Arm und Hand
- Aus sehr widerstandsfähigem Material; einfach zu waschen
- Zu 100% röntgendurchlässig (keine Metallteile enthalten)
- · Absaugventil aus Plastik an der Außenseite
- Für jede Art von Bruch geeignet (auch verschobener), kann die Hand schnell und schmerzfrei immobilisiert werden
- Kann auch bei Kinder angewendet werden
- Immobilisieren, aber komprimieren nicht, sodass die Blutzirkulation nicht unterbrochen wird
- Mit Transporttasche
- Abmessungen der Handschiene: circa 50,5x33 cm
- Abmessungen der Armschiene: circa 47x75 cm
- Abmessungen der Beinschiene: circa 64x92 cm
- Abmessungen des Sets: circa 54x24x44 (h) cm
- Gewicht: circa 3,6 kg
- CODE CND M030505 RDM 16523/R

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl