



**IMM120650**

## **HALSKRAUSE KINDER STIFNECK SELECT**

- Halskrause Stifneck für Kinder für die Hals-Immobilisierung, kann in 3 Größen eingestellt werden (MINI, MIDI, PEDI)
- Simpel und vielseitig in der Anwendung
- Perfekte Immobilisierung des Patienten
- Durch eine Öffnung vorne kann die Trachea überwacht werden
- Einfach zu waschen
- Röntgendurchlässig

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl