



**IMM120784**

### **TWIN ART HALSKRAUSE KINDER HELLBLAU**

- 2-teilige Halskrause OB mit dem Spritzgussverfahren hergestellt
- Der Hals wird optimal immobilisiert
- Durch eine Öffnung vorne kann die Trachea überwacht werden
- Aus röntgendurchlässigem Polypropylen mit nicht absorbierender Polsterung
- Halskrause der Größe Pediatric in der Farbe hellblau

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl