



IMM120794

### SET 3 HALSKRAUSEN TWIN ART IN TASCHE

- Set aus 2-teiligen Twinart-Halskrausen, mit dem Spritzgussverfahren hergestellt
- Mit dem Nec Loc kann die Halswirbelsäule optimal immobilisiert und in eine neutrale Position gebracht werden
- Durch eine Öffnung vorne kann die Trachea überwacht werden
- Aus röntgennegativem Polyethylen mit nicht absorbierender Polsterung, einfache Säuberung
- Das Set besteht aus 1 Pediatric in hellblauer, 1 Standard in violetter und 1 Short in blauer Farbe
- Im Lieferumfang ist eine praktische Schutzhülle enthalten

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl