



MADE IN  
**ITALY**

**IMM120796**

### **SET 6 HALSKRAUSEN OBNECK NEW IN TASCHE**

- Set 6 aus 2-teiligen Twinart-Halskrausen, mit dem Spritzgussverfahren hergestellt
- Mit dem Nec Loc kann die Halswirbelsäule optimal immobilisiert und in eine neutrale Position gebracht werden
- Durch eine Öffnung vorne kann die Trachea überwacht werden
- Aus röntgennegativem Polyethylen mit nicht absorbierender Polsterung, einfache Säuberung
- Die Halskrausen haben verschiedene Farben, um die Größe sofort erkennen zu können
- Im Lieferumfang ist eine praktische Schutzhülle enthalten

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl