



**IMM121640**

### **KOPFFIXIERSYSTEM UNIVERSAL WIND**

- Aus gepolstertem MDF, ist mit einem waschbaren, desinfizierbaren, wasserabweisenden und verschweißten Material beschichtet
- Die 2 Kopfstützen, mit Zugang zu den Ohren, sind in der Basis integriert, und wenn nicht gebraucht, bilden sie mit der Basis eine Einheit
- Ermöglicht die Verstauung der Trage mit dem Kopffixierset, sodass sie stets einsatzbereit ist
- Mit 2 Kinnstützen, 2 Gurten mit Klettsteifen, 8 Gurten mit Ring und 2 Klettstreifen zur Befestigung an Spineboards ausgestattet
- Röntgendurchlässig
- Abmessungen: circa 44,5x30x2,5 cm
- Gewicht: circa 1,2 kg
- CODE CND M030599 - CODE RDM 330729/R

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl