





## IMM123120

## **SET 2 SCHIENEN STEIF IN TASCHE**

- Set aus 2 steifen Vakuumschienen zum Stabilisieren der unteren und oberen Gliedmaße
- Aus PVC und Nylon
- Waschbar und röntgendurchlässig
- Klettverschlüsse
- Tragetasche mit Trageschlaufe
- Abmessungen untere Gliedmaßen: circa 74x40x3,5 cm
- Abmessungen obere Gliedmaßen: circa 51x27,5x3,5 cm
- Abmessungen mit geschlossener Schutzhülle: circa 76x19x19 cm
- Gewicht: circa 2,1 kg
- CODE CND M030505

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl