



**IMM124030**

## **SET 5 SSPLINT OB SCHIENEN MIT TASCHHE**

- Set aus 5 Ssplint-Vakuumschienen mit Aluminiumkern, für die einfache Stabilisation von Frakturen oder Distorsionen
- Aus Neopren
- Die Schienen eignen sich für jeden Körperbau
- Verursachen keine Druckstellen auf dem Stoff
- Halten die Körpertemperatur
- Reduzieren den Blutstau rund um die Verletzung
- Klettverschlüsse zum Modellieren
- Leicht und können sogar in der Waschmaschine gewaschen werden
- Äußerst Platz sparend
- Set mit Schutzhülle
- Abmessungen mit Tasche: circa 64x15x29 (h) cm
- Gewicht: circa 1,8 kg
- Für Frakturen des Oberschenkelknochens nicht geeignet

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl