



**IMM124031**

## **SPLINTART SSPLINT BEINSCHIENE**

- Vakuumschiene mit Aluminiumkern, für die einfache Stabilisation von Frakturen oder Distorsionen
- Aus Neopren
- Die Schiene eignet sich für jeden Körperbau
- Verursacht keine Druckstellen auf dem Stoff
- Hält die Körpertemperatur
- Reduziert den Blutstau rund um die Verletzung
- Klettverschlüsse zum Modellieren
- Leicht und kann sogar in der Waschmaschine gewaschen werden
- Äußerst Platz sparend
- Abmessungen: circa 58x21x0,6 cm
- Gewicht: circa 370 g
- Für Frakturen des Oberschenkelknochens nicht geeignet

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl