



IMM124034

SPLINTART SSPLINT HANDGELENKSCHIENE

- Vakuumschiene mit Aluminiumkern, für die einfache Stabilisation von Frakturen oder Distorsionen
- Aus Neopren
- Die Schiene eignet sich für jeden Körperbau
- Verursacht keine Druckstellen auf dem Stoff
- Hält die Körpertemperatur
- Reduziert den Blutstau rund um die Verletzung
- Klettverschlüsse zum Modellieren
- Leicht und kann sogar in der Waschmaschine gewaschen werden
- Äußerst Platz sparend
- Abmessungen: circa 32x15x0,6 cm
- Gewicht: circa 150 g

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl