



**XIMM120014**

## **VAKUUMMATRATZE SDM KOMPLETT**

- SDM-Vakuum-Matratze aus hochfestem Gewebe für die Ruhigstellung und den Transport von polytraumatisierten Patienten
- Ausgestattet mit:
- 8 Tragegriffe zum Anheben und Transportieren (4 je Seite)
- Absaugventil in der Nähe des Kopfes an der Außenseite angeordnet, leicht zugänglich auch bei immobilisiertem Patienten
- 3 Sicherungsgurte
- 3 interne Saugkammern zur besseren Anpassung an die anatomische Form des Patienten
- Röntgendurchlässig
- Mit Saugpumpe und Transporttasche
- Abmessungen: ca. 200x80x6h cm
- Gewicht: ca. 7 kg
- EG-Zertifikat gemäß EN 1865-1
- Es ist ein CE-Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte

Benutzerhandbuch des Geräts online auf der [eIFU-Seite](#) verfügbar

DIR/QM - Rev. 02\_28/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl