



XIMM120131

VACUUMMATRATZE PROFI PLUS

- Profi Evolution-Vakuum-Matratze aus hochfestem Gewebe für die Ruhigstellung und den Transport von polytraumatisierten Patienten
- · Ausgestattet mit:
- einen halbstarren Träger, in dem die 8 Tragegriffe zum Anheben und Transportieren untergebracht sind
- Absaugventil in der N\u00e4he des Kopfes an der Au\u00dfenseite angeordnet, durch die halbstarre Auflage gesch\u00fctzt, auch bei immobilisiertem Patienten leicht zug\u00e4nglich
- 2 speziellen Löchern zur Befestigung der Matratze an einer bei der Luftrettung verwendeten Metalltrage
- 3 Sicherungsgurte
- 3 interne Saugkammern zur besseren Anpassung an die anatomische Form des Patienten
- Röntgendurchlässig
- Mit Sautpumpe und Transporttasche
- Abmessungen: ca. 205x95x10h cm ca
- Gewicht: ca. 8,2 kg
- Maximale Kapazität: 150 kg
- EG-Zertifikat gemäß 1865-1
- Es ist ein CE-Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte

Benutzerhandbuch des Geräts online auf der elFU-Seite verfügbar

DIR/QM - Rev. 02_28/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl