



XIMM120131

VACUUMMATRATZE PROFI PLUS

- Profi Evolution-Vakuum-Matratze aus hochfestem Gewebe für die Ruhigstellung und den Transport von polytraumatisierten Patienten
- Ausgestattet mit:
 - einen halbstarren Träger, in dem die 8 Tragegriffe zum Anheben und Transportieren untergebracht sind
 - Absaugventil in der Nähe des Kopfes an der Außenseite angeordnet, durch die halbstarre Auflage geschützt, auch bei immobilisiertem Patienten leicht zugänglich
 - 2 speziellen Löchern zur Befestigung der Matratze an einer bei der Luftrettung verwendeten Metalltrage
 - 3 Sicherungsgurte
 - 3 interne Saugkammern zur besseren Anpassung an die anatomische Form des Patienten
 - Röntgendurchlässig
 - Mit Sautpumpe und Transporttasche
- Abmessungen: ca. 205x95x10h cm ca
- Gewicht: ca. 8,2 kg
- Maximale Kapazität: 150 kg
- EG-Zertifikat gemäß 1865-1
- Es ist ein CE-Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte

Benutzerhandbuch des Geräts online auf der [eIFU-Seite](#) verfügbar

DIR/QM - Rev. 02_28/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl