



**IMM120214**

## **ANATOMISCHE VAKUUMSCHIENE**

- Vakkumschiene Arm und Knöchel, passt sich anatomisch sehr gut an
- Schnelle und schmerzfreie Ruhigstellung aller Arten von Frakturen, auch von komplizierten Frakturen
- Fixiert, aber komprimiert nicht und ermöglicht eine normale Blutzirkulation
- Hochfestes Gewebe, leicht waschbar
- Ausgestattet mit:
  - Kunststoff-Saugventil an der Außenseite
  - Reißfester und wasserdichter Gewebeschutzbeutel mit Schnellverschlussystem
  - Vollständig röntgendurchlässig
  - Abmessungen: ca. 68x38x53 cm
  - Gewicht: ca. 0,8 kg
  - CE-Medizinprodukt

*DIR/QM – Rev. 02\_21/08/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl