



## IMM120214

## ARM-VAKUUMSCHIENE BASIC + SCHUTZHÜLLE

- Vakkumschiene Arm und Knöchel, passt sich anatomisch sehr gut an
- Aus sehr widerstandsfähigem Material; einfach zu waschen
- Für jede Art von Bruch geeignet (auch verschobener), kann die Hand schnell und schmerzfrei immobilisiert werden
- Absaugventil aus Plastik an der Außenseite
- Schutzhülle aus reißfestem, wasserabweisendem Material, mit Fixiervorrichtung zum schnellen Ausklinken
- Immobilisiert, aber drückt nicht zusammen, sodass die Blutzirkulation nicht unterbrochen wird
- Zu 100% röntgendurchsichtig (enhält keine Metallteile)
- Abmessungen: circa 68x38x53 cm
- Gewicht: circa 0,8 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl