



1333124

## SILIKON BEATMUNGSBEUTEL ERWACHSENE KOMP.

- Beatmungsbeutel aus durchsichtigem Silikon, autoklavierbar bei 121°C
- Fassungsvermögen 1700 ml
- Patientenventil mit drehbarem Anschluss um 360°
- Einstellbares Überdrucksicherheitsventil
- Mit Atemmaske Nr. 5, Reservoirbeutel und Sauerstoffschlauch ausgestattet
- EC-Zertifikat der Klasse IIa

User manual available on the [eIFU](#) webpage

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl